Wydział	lmię i nazwisko		Rok	Grupa	Zespół
	1.				
	2.				
PRACOWNIA	Temat:				Nr ćwiczenia
FIZYCZNA					
WFiIS AGH					
Data wykonania	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

Ćwiczenie nr 41: Busola stycznych

Cel ćwiczenia


Zapoznanie się z budową i działaniem przyrządu nazwanego busolą stycznych. Wyznaczenie składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego.

Zagadnienia kontrolne		
1. Zdefiniuj pojęcia: indukcji magnetycznej, natężenia pola magnetycznego.		
3. Zdefiniuj następujące jednostki: amper, tesla.		
4. Podaj prawo Biota-Savarta oraz oblicz indukcję pola magnetycznego w środku kołowego przewodnika o promieniu <i>R</i> , w którym płynie prąd o natężeniu <i>I</i> .		
5. Jak przebiegają linie pola magnetycznego wokół magnesu sztabkowego oraz Ziemi? Co to są bieguny magnetyczne i gdzie one się znajdują?		
6. Wyjaśnij, dlaczego przed uruchomieniem ćwiczenia igła magnetyczna busoli winna znajdować się w płaszczyźnie wyznaczonej przez zwoje cewki a nie prostopadle do niej.		
7. Podaj różnicę pomiędzy polami wytwarzanymi przez cewkę, w której <i>N</i> zwojów jest ułożonych blisko siebie (zaniedbujemy długość cewki) oraz nieskończenie długi solenoid, w którym na jednostkę jego długości przypada <i>n</i> zwojów.		
8. W ćwiczeniu zwoje przewodnika, w którym płynie prąd, nawinięte są na obejmę wykonaną z mosiądzu. Dlaczego użyto tego rodzaj materiału do wykonania obejmy?		

1. Układ pomiarowy

W skład układu pomiarowego (rys. w1) wchodzą:


- 1. busola stycznych
- 2. zasilacz napięcia stałego
- 3. amperomierz
- 4. opornica suwakowa
- 5. przełącznik kierunku prądu



Rys. w1. Układ elektryczny busoli stycznych.

Sama cewka busoli stycznych ma wyprowadzenia, gdzie cyfry 4, 16, i 40 oznaczają liczbę zwojów między danym zaciskiem i zaciskiem 0. Wariantu N=4 nie należy wykonywać, gdyż dla uzyskania wyraźnego wychylenia kompasu wymagany jest zbyt duży prąd. Przez odpowiednie przyłączenie przewodów można natomiast zrealizować liczby zwojów nie tylko 16 i 40, ale również 12, 24 i 36 (rys. w2).

Rys. w2. Schemat uzwojeń busoli.



Rys.1 Schemat uzwojeń busoli

2. Wykonanie ćwiczenia

- 1. Zapoznać się z busolą i elementami układu elektrycznego.
- 2. W celu eliminacji wpływu od innych elektrycznych urządzeń, busolę stycznych osunąć maksymalnie od zasilacza. Za pomocą śrub wypoziomować podstawę busoli.
- 3. Ustawić płaszczyznę zwojów w płaszczyźnie południka magnetycznego ziemskiego (równolegle do kierunku igły). W tej samej płaszczyźnie ma się znajdować również główna oś kątomierza (kąty 0°/360° oraz 180°).
- 4. Zestawić (lub sprawdzić) obwód elektryczny (rys. w1).
- Po sprawdzeniu obwodu przez prowadzącego zajęcia można przystąpi do dalszego wykonywania ćwiczenia. Sprawdzić działanie regulacji natężenia prądu i działaniem przełącznika kierunku prądu

Uwaga: znajdująca się w obwodzie opornica suwakowa zabezpiecza przez zbyt dużym prądem (nigdy nie przekraczać 1 A) - nie służy do regulacji prądu i nie należy przesuwać jej suwaka. Do nastawienia zadanej wartości prądu wykorzystać zasilacz, konkretnie pokrętło regulacji napięcia na jego płycie czołowej oznaczone literą U. Nie przekraczać natężenia prądu 500 mA.

- 6. Nastawić natężenie prądu takie, by kąt wychylenia busoli, po jej uspokojeniu, był w przedziale od ok. 25° do ok. 65°. Zapisać wartość kąta np. w lewo. Następnie zmienić kierunek przepływu prądu i zmierzyć kąt wychylenia w kierunku przeciwnym. Wyniki zapisujemy w tabeli.
- 7. Pomiary powtarzamy dla różnych wartości prądu (przy zadanej liczbie zwojów). Następnie analogiczną serię wykonujemy dla innych liczb zwojów (patrz rys. 2w).
- 8. Wyniki pomiarów i obliczone wartości B_0 zestawić w poniższej tabeli.

3. Wyniki pomiarów

Lp	Liczba zwojów N	Prąd I [mA]	Kąt wychylenia w lewo α[°]	Kąt wychylenia w prawo α[°]	Średni kąt wychylenia α[°]	<i>B</i> ₀ [μΤ]

klasa amperomierza -	•••••	
średnica cewki -		
niepewność pomiaru średnicy cewki -		••••

4. Opracowanie wyników pomiarów

- 1. Dla każdego pomiaru oblicz składową poziomą ziemskiego pola magnetycznego B_i
- 2. Jako wartość składowej poziomej indukcji ziemskiego pola magnetycznego przyjmij średnią arytmetyczną z wielkości B_i .

$$B_0 \equiv \overline{B} = \dots \mu T$$

3. Obliczanie niepewności pomiaru pola ziemskiego B_0

Pomiar indukcji pola Ziemi jest pomiarem pośrednim, określonym równaniem

$$B_0 = \mu_0 \frac{N I}{2 R tg \alpha}. \tag{w1}$$

(a) Wielkości μ₀ i N znamy bezbłędnie. Głównym źródłem błędu przypadkowego jest pomiar kata α , w wyniku czego kolejne wartości B_0 w tabeli są różne. Jego miarą jest niepewność pomiaru typu A obliczona w zwykły sposób jako ochylenie standardowe średniej

Niepewność typu A

$$u_A(B_0) = \dots \mu T$$

Niepewność względna

$$\frac{u_A(B_0)}{B_0} = \dots \%$$

(ii) Źródła błędu systematycznego są dwa. Niepewność amperomierza, którą można obliczyć z jego klasy dokładności wynosi:

niepewność graniczna

$$\Delta I = \frac{zakres \times klasa}{100\%} = \dots \dots$$

Zamiana na niepewność standardową

$$u_B(I) = \frac{\Delta I}{\sqrt{3}} = \dots \dots$$

Niepewność względna:
$$\frac{u_B(I)}{I} = \dots \%$$

Problem z przedstawionym obliczeniem jest taki, że pomiar wykonywany jest na różnych zakresach i z różną wartością prądu. Dla uproszczenia przyjmijmy do powyższych wzorów jeden wybrany zakres i wartość pradu równą połowie zakresu.

(ii) Drugim źródłem jest systematyczny błąd pomiaru promienia, uwzględniający również odchyłki od idealnej geometrii. Tę wartość można tylko grubo oszacowąć, przyjmując np. u(R) = 1 mm (lub inną wynikającą z własnej oceny). Niepewność względna wynosi:

$$\frac{u_B(R)}{R} = \dots \%$$

Analiza oparta na obliczaniu niepewności względnej jest możliwa, gdyż we wzorze (w1) mamy tylko operacje mnożenia i dzielenia. Umożliwia ona:

- łatwe ustalenie, która niepewność: pomiaru kata, pomiaru prądu i znajomości promienia ma największy wpływ na niepewność złożoną. Własną odpowiedź przedstaw we wnioskach.
- obliczenie względnej niepewności złożonej jako sumy geometrycznej trzech obliczonych wyżej przyczynków,

$$\frac{u_c(B_0)}{B_0} = \sqrt{\left[\frac{u_A(B_0)}{B_0}\right]^2 + \left[\frac{u_B(I)}{I}\right]^2 + \left[\frac{u_B(R)}{R}\right]^2} = \dots$$

Z wartości tej można obliczyć

$$u_c(B_0) = B_0 \cdot \frac{u_c(B_0)}{B_0} = \dots$$
 μT

4. Porównaj otrzymany wynik z wartością tabelaryczną pola dla Krakowa. Analizę wykonać w zwykły sposób, poprzez obliczenie niepewności rozszerzonej.

Pozostałe obliczenia i wnioski