Ćw. 71 Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej Wstęp teoretyczny Zbigniew Królikowski, Rafał Grabiański

1. Inne rodzaje światła takie jak np. światło dzienne są częściowo spójne tzn. fale w dwóch punktach obserwacji będą miały stałą różnicę fazę tylko wtedy gdy punkty te są bardzo blisko siebie. Nie jest ponadto monochromatyczne.

Wiązka laserowa jest złożona ze światła spójnego , monochormatycznego (o bardzo wąskim spektrum), jest o znikomej rozbieżności i może być emitowane na obszarze porównywalnym z długością fali świetlnej. Tutaj przez spójność rozumiemy, że fale po przejściu przez szczeliny będą częścią tej samej fali świetlnej, różnica faz pozostaje stała w czasie. Te różnice wynikają z tego, że atomy laser emitują światło w sposób skoordynowany.

2. Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

Rozpatrując pojedynczą szczelinę o skończonej szerokości a, w celu obliczenia natężenia promieniowania obserwowanego pod kątem θ należy podzielić szczelinę na dużą liczbę odcinków i obliczyć sumę dużej liczby fal cząstkowych pochodzących od każdej "części" szczeliny.

Przy założeniu małych rozmiarów kątowych obrazu dyfrakcyjnego (x << L) rozkład natężenia światła wyraża się wzorem:

$$I(x) = I_o \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2$$
 gdzie $\alpha = \frac{(\pi a)}{\lambda} \sin \theta \approx \frac{\pi a x}{\lambda L}$

Poprzez badanie funkcji można wyprowadzić:

$$x_{min} = (m) \frac{\lambda L}{a}$$
 Minima natężenia światła odpowiadające minimom funkcji

$$x_{max} = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda L}{a}$$
 Maksima boczne odpowiadające makismom $\sin \alpha$ (w dobrym przybliżeniu)

 $m=\pm 1,2,3...$ określają numery minimów oraz numery kolejnych prążków

Stosunki wartości natężenia światła w maksimach bocznych do natężenia maksimum głównego wynoszą:

$$\frac{I(x_{max})}{I_o} = \frac{1}{\pi^2 (m + \frac{1}{2})^2}$$

3. Sposób na wyznaczanie szerokości szczeliny w oparciu o znany obraz dyfrakcyjny.

Szerkość można wyznaczyć na bazie zalezności $x_{max} = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda L}{a}$


4. Wyjaśnij dlaczego w celu wyznaczenia szerokości szczeliny w omawianym ćwiczeniu odległość szczelina - ekran powinna wynosić przynajmniej 70 cm.

By móc obliczyć $\sin \theta$ z zależności $\sin \theta = \frac{x}{L}$

5. Jakiej szerokości maksimum dyfrakcyjne otrzymamy dla szczeliny o szerokości d = 0,1mm, długości fali światła laserowego λ = 600 nm i odległości ekran szczelina L = 90 cm?

Po skorzystaniu z zależności: $x_{min} = (m) \frac{\lambda L}{a}$, otrzymujemy $\Delta x = 5.4$ mm.

6. Przedstaw schemat elektryczny układu do pomiaru natężenia światła.



W skład obwodu wchodzą: fotodioda, woltomierz cyfrowy, bateria zasilająca, opornik dekadowy, dodatkowe oporniki

7. Oszacuj stosunek natężenia światła mierzonego w pierszym maksimum bocznym $I(x_{max})$ do natężenia światła w maksimum głównym I_o .

$$\frac{I(x_{max})}{I_o} = \frac{1}{\pi^2 (\frac{3}{2})^2}$$